**** 400-901-9800

sales@bioss.com.cn

support@bioss.com.cn

琥珀酸脱氢酶(SDH)活性检测试剂盒说明书 Succinate Dehydrogenase Assay Kit

微量法

货号: AK109 规格: 100T/96S 产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
AK109-A	100ml×1 瓶	-20℃保存
AK109-B	20ml×1 瓶	-20℃保存
AK109-C	1.5ml×1 支	-20℃保存
AK109-D	粉剂×1 支,用时加入 18ml 蒸馏水充	
	分溶解,置于 37℃(哺乳动物)或	4℃保存
	25℃(其他物种)水浴 10min	
AK109-E	粉剂×1 支,用时加入 1ml 蒸馏水充分	-20℃保存
	溶解	-20 (1木1子

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义:琥珀酸脱氢酶 (Succinate Dehydrogenase, SDH; EC 1.3.5.1) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中。SDH 是线粒体的一种标志酶,位于线粒体内膜上的一种膜结合酶,是连接呼吸电子传递和氧化磷酸化的枢纽之一。此外,为多种原核细胞产能的呼吸链提供电子。

原理: SDH 催化琥珀酸脱氢生成延胡索酸,脱下的氢通过吩嗪二甲酯硫酸 (PMS) 传递还原 2,6- 二 氯酚靛酚 (DCPIP),并且在 600nm 处具有特征吸收峰,通过 600nm 吸光度的变化,测定 2. 6-DPIP 的还原速度,代表 SDH 酶活性。

自备用品:

分光光度计/酶标仪、水浴锅、离心机、移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、冰和蒸馏水。

样本的前处理:

组织、细菌或细胞中胞浆蛋白与线粒体蛋白的分离:

- 1. 称取约 0.1g 组织或收集 500 万细菌或细胞,加入 1ml AK109-A 和 10ul AK109-C ,用冰浴匀 浆器或研钵匀浆。
 - 2. 将匀浆 600g, 4℃离心 5min。
 - 3. 弃沉淀,将上清液移至另一离心管中,11000g,4℃离心 10min。
 - 4. 上清液即胞浆提取物,可用于测定从线粒体泄漏的 SDH (此步可选做)。

在步骤 4 的沉淀中加入 200ul AK109-B 和 2ul AK109-C, 超声波破碎(冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3 秒, 间隔 10 秒, 重复 30 次), 用于线粒体 SDH 活性测定。

检测步骤:

试剂名称	测定管 (ul)	
样本	10	
AK109-E	10	
AK109-D	180	

混匀, 在 600 nm 波长下记录 20 秒时的初始吸光度 A1 和 1 分 20 秒时的吸光度 A2, 计算 ΔA=A1-A2

计算公式:

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

1. 按照蛋白浓度计算

2. 按样本鲜重计算

3. 按细菌或细胞密度计算

单位的定义:每1 万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol 2,6-二氯酚靛酚定义为一个酶活性单位。 SDH 活性 (nmol/min/10⁴ cell) = [Δ A×V 反总÷(ϵ ×d)×10⁹]÷(500×V 样÷V 样总)÷T = 0.385× Δ A 注: V 反总:反应体系总体积,2×10⁻⁴ L; ϵ : 2,6-二氯吲哚酚摩尔消光系数,2.1×10⁴ L/mol/cm; d: 比色皿光径,1cm;V 样:加入样本体积,0.01 mL;V 样总:加入提取液体积,0.202 mL; T:反应时间,1 min;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g;500:细菌或细胞总数,500 万。

b. 用 96 孔板测定的计算公式如下

1. 按照蛋白浓度计算

2. 按样本鲜重计算

3. 按细菌或细胞密度计算

单位的定义:每 1 万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol 2,6-二氯酚靛酚定义为一个酶活性单位。

SDH 活性 (nmol/min/10⁴ cell) = [ΔA×V 反总÷(ε×d)×10⁹]÷(500×V 样÷V 样总)÷T=0.77×ΔA
 注: V 反总:反应体系总体积, 2×10-4 L; ε: 2,6-二氯吲哚酚摩尔消光系数, 2.1×104 L / mol /cm; d: 96 孔板光径, 0.5cm; V 样:加入样本体积, 0.01 mL; V 样总:加入提取液体积, 0.202 mL; T:反应时间, 1 min; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; 500:细菌或细胞总数, 500 万。