

**\** 400-901-9800

sales@bioss.com.cn

techsupport@bioss.com.cn

# 乙酰辅酶 A 羧化酶活性检测试剂盒 ACC Assay Kit

微量法

产品编号: AK482M 产品规格: 100T/48S 产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件	
ES482	100mL×1 瓶	4℃保存;	
AK482-A	10mL×1 瓶	4℃保存;	
AK482-B	粉剂×1 瓶	4℃保存;	
AK482-C	粉剂×1 瓶	-20℃保存;	
AK482-D	粉剂×1 瓶	4℃保存;用时加入25mL蒸馏水,溶解后4℃可保存一周。	
AK482-E	粉剂×1 瓶	4℃保存;用时加入25mL蒸馏水,溶解后4℃可保存一周。	
AK482-F	25mL×1 瓶	室温保存;	
AK482-S	10µmol/mL	标准磷贮备液 10mL×1 瓶,4℃保存;	

<sup>※</sup> 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

## 简介:

**意义:** 乙酰辅酶 A 羧化酶 (Acetyl-CoA carboxylase, ACC) 在生物体内催化乙酰辅酶 A 羧化生成丙二酰辅酶 A, 是脂肪酸和许多次生代谢产物合成的关键酶。ACC 的活性在一定程度上决定了脂肪酸的合成速度和含油量的高低。

**原理:** ACC 能够催化乙酰辅酶 A、NaHCO₃ 和 ATP 生成丙二酰辅酶 A、ATP 和无机磷,通过钼酸铵定磷法测定无机磷的增加量来测定 ACC 活性。

#### 自备用品:

分光光度计/酶标仪、恒温水浴锅、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、冰和蒸馏水。 **样本的前处理**:

- 1. 细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量( $10^4$  个): 提取液体积(mL)为 500~1000: 1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL ES482),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次);8000g 4 ℃ 离心 10min,取上清,置冰上待测。
- 组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL ES482),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。

#### 测定步骤:

- 1. 分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 660nm,蒸馏水调零。
- 2. 酶促反应试剂的配制和预热:在 AK482-B 瓶中加入 2.5mL AK482-A, 充分溶解混匀;在 AK482-C 瓶中加入 2mL 蒸馏水,充分溶解混匀;将 AK482-A, AK482-B, AK482-C 在 37℃(哺乳动物)或 25℃(其它物种)预热 10 分钟。
- 3. 定磷试剂的配制:按  $H_2O$ : AK482-D: AK482-E: AK482-F = 2:1:1:1 的比例配制,配好的定磷试剂应为浅黄色,若无色则试剂失效,若是蓝色则为磷污染,定磷剂现用现配。

注意:配试剂最好用新的烧杯、玻棒和玻璃移液器,也可以用一次性塑料器皿,避免磷污染。

- 4. 0.5μmol/mL 标准磷应用液配制:将试剂 AK482-S 20 倍稀释,即取 0.5mL AK482-S 加 9.5 蒸馏水,充分混匀。
- 5. 酶促反应:

计刻夕称	l 対照管 (ul)	测定管 (ul)
以別有你	<b>刈照官 (UI)</b>	)

AK482-A	90	
AK482-B		50
AK482-C		40
样本	10	10

37℃(哺乳动物)或25℃(其它物种)准确反应30min 后,90℃水浴5min(盖紧,以防止水分散失),冷却后,10000g25℃离心5min,取上清

### 6. 定磷

试剂名称	标准管(ul)	空白管(ul)	对照管(ul)	测定管(ul)
AK482-S (0.5µmol/mL)	20			
蒸馏水		20		
上清液			20	20
定磷试剂	180	180	180	180

混匀,37℃(哺乳动物)或 25℃(其它物种)水浴 30min,冷却至室温,在 660nm 处,蒸馏水调零,记录各管吸光值 A。标准管、空白管只要做一次即可,每个测定管需要设一个对照管。

注意:若测定管吸光值大于 2,将样品用提取液稀释适当倍数后再进行测定,使吸光值小于 2,可提高检测灵敏度,计算公式中乘以相应稀释倍数。

#### ACC 活性计算:

1. 按组织蛋白浓度计算:

定义:每小时每毫克组织蛋白产生 1µmol 无机磷的量为一个 ACC 活力单位。

ACC (µmol/h/mg prot)

- = (C 标准管×V 总)×(A 测定管-A 对照管)÷(A 标准管-A 空白管)÷(V 样×Cpr)÷T
- = 10x(A 测定管-A 对照管)÷(A 标准管-A 空白管)÷Cpr
- 2. 按样本鲜重计算:

单位定义:每小时每 g 组织产生 1µmol 无机磷的量为一个 ACC 活力单位。

ACC (µmol/h/g 鲜重)

- = (C 标准管×V 总)×(A 测定管-A 对照管)÷(A 标准管-A 空白管)×V 总÷(Wx V 样÷V 样总)÷T
- = 10x(A 测定管-A 对照管)÷(A 标准管-A 空白管)÷W
- 3. 按细菌或细胞密度计算

单位定义:每小时每 500 万细菌或细胞产生 1µmol 无机磷的量为一个 ACC 活力单位。

ACC (U/10<sup>4</sup> cell)

- = (C 标准管×V 总)×(A 测定管-A 对照管)÷(A 标准管-A 空白管)×V 总÷(500× V 样÷V 样总)÷T
- = 0.02×(A 测定管-A 对照管)÷(A 标准管-A 空白管)

**注:** C 标准管:标准管浓度, 0.5μmol/mL; V 总:酶促反应总体积, 0.1mL; V 样:加入样本体积, 0.01mL; V 样总:加入提取液体积, 1mL; T:反应时间, 0.5 小时; Cpr:样本蛋白质浓度, mg/mL; W:样本鲜重, g; 500:细菌或细胞总数, 500 万。

※ 蛋白定量检测建议使用本公司: BCA Protein Assay Kit (C05-02001)