

**** 400-901-9800

≥ sales@bioss.com.cn

support@bioss.com.cn

Tris-Glycine Running Buffer, 1× Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(1×粉剂)

编号: C05-03010

规格: 1L (粉剂)

保存方法: 2-8℃保存。

简介

Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验(SDS-PAGE)中的缓冲试剂。本产品为配制 1L Tris-甘氨酸电泳缓冲液的粉剂,使用前加 1L 蒸馏水或去离子水溶解即可,溶解后各组分浓度为 25mM Tris, 250mM Glycine, 0.1%(W/V)SDS

注意事项:

- 1. 试剂溶解后尽快使用,如有剩余应密封后 2-8℃保存,防止污染。
- 2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。